





50 8933/00
Bed.-Anleitung

Lösungsmittel
16 0168/24/6 250 g Flaschen
16 0309/99/3 125 g Flaschen

Ausführung: Knebel u. Rüttger



Metallwerke Dingerkus


Armatur kompl.
10 3897/3101 1686/01
bis Fert.-Nr. 5101
Madenschraube kompl.
mit Dichtung und
Linsenschraube
01 4570/02
ab Fert.-Nr. 5102
Drosselschraube

Ausführung: Paul Isphording




5js Fert.-Nr. 5910

ab Fert.-Nr. 6009



1) Ersatz ist Oberteil kompl. mit Kronengriff
05 0873/07 blau
05 0875/07 rot
05 0877/07 weiß



Armatyr kompl.
10 3897/31